


SHINING 3D
DENTAL

AutoScan-DS-EX Pro(H)

Встречайте 5.0 МП эру



SHINING3DDENTAL.RU

Знакомьтесь, AutoScan-DS-EX Pro(H)

AutoScan-DS-EX Pro(H), разработанный и изготовленный SHINING 3D, представляет собой 3D-стоматологический сканер с мощными функционалом для различных применений, включая сканирование слепков, гипсовых моделей, артикуляторов, абатмента имплантата и т.д. Камеры с высоким разрешением, передовые алгоритмы и удобный интерфейс обеспечивают превосходное качество данных при оптимальном использовании.



SHINING 3D

Усовершенствованный настольный сканер



Сверхвысокая точность

Точность сканирования ≤ 8 мкм обеспечивает надежный результат, полностью удовлетворяя требованиям различных применений в стоматологической промышленности.



Непревзойденные детали

Оснащенный двумя камерами с высоким разрешением 5,0 МП, наш AutoScan-DS-EX Pro (H) может тщательно фиксировать каждую деталь компонентов.



Быстрая скорость

Сканирование прикуса: 6,5 секунд
Сканирование верхней / нижней челюсти: 14 секунд
Сканирование 1 ~ 4 штампов: 21,5 секунд
Сканирование 5 ~ 8 штампов: 25,5 секунд
Сканирование оттиска: 31 секунд

Мощное программное обеспечение

Гибкий рабочий процесс

Настройте свой собственный рабочий процесс так, как вы предпочитаете, повышая эффективность работы, как никогда раньше. Доступны функции "все в одном" и "тройной лоток", позволяющие получать полные данные сканирования за меньшее количество шагов.

Фоновая обработка данных

Сканирование и фоновая обработка данных могут выполняться одновременно, что делает весь процесс более эффективным.

Универсальные режимы сканирования


Новое программное обеспечение, используемое для AutoScan-DS-EX Pro (H), может поддерживать различные режимы сканирования, включая многолучевое сканирование, высококачественное сканирование, сканирование с использованием искусственного интеллекта, сканирование текстур, сканирование в режиме HDR, сканирование с пониженной яркостью и т.д. .



Приложения



Абатмент



Мост на имплантах



Сканбоди



Текстура



Модель



Артикулятор



Съемный протез



Слепки



Культевая вкладка

Технические характеристики

Модель	AutoScan-DS-EX Pro(H)
Разрешение камер	2*5.0MP
Точность	8мкм
Скорость сканирования	Прикус: 6,5с; Верх/Низ челюсти: 14с; 1~4 одиночек: 21,5с; 5~8 одиночек: 25,5с; Слепок: 31с
Сканирование артикулятора	Передача показаний артикулятора
Формат вывода	STL, PLY, OBJ
Источник света	Голубой свет
Габариты	420mm(L)*260mm(W)*270mm(H)
Вес	5.0Kg
Интерфейс	USB 3.0
Источник питания	DC 24V

*Внимание: SHINING 3D оставляет за собой право вносить изменения или дополнения в любые спецификации и изображения, используемые в данном документе.